


Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru YouTube Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



# Кювета для просмотра осадка

ЦЕНА

по запросу



#### Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



#### Описание

Кювета для обнаружения и подсчета личинок трихинелл

#### Назначение

Контроль пробы, полученной методом переваривания в искусственном желудочном соке.

### Особенности

Соответствует требованиям Директивы ЕС 2075\2005 для метода магнитной мешалки. Может использоваться при просмотре пробы в проходящем свете как на микроскопах и трихинеллоскопах инвертировнной схемы, так и прямой (объектив сверху,




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



осветитель — снизу).

## Характеристики

Размеры	230 х 45 х 20 мм
Дно кюветы	приподнято на 4 мм и разделено на квадраты 10х10 мм
Всего	72 квадрата