

OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



Миктрон 800



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Микроскопы

Микроскопы для лабораторий ветклиник Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Микроскоп «МИКТРОН-800» — микроскоп проходящего света, исследовательского класса, с оптической системой «на бесконечность». Позволяет установить окулярную видеокамеру для документирования результатов исследований. Окулярная насадка по схеме Зидентопфа. Двухкоординатный предметный столик с износостойким покрытием и коаксиальной регулировкой. Осветитель с конденсором Аббе и ирисовой диафрагмой. Освещение по Келлеру. Возможность работать с масляной иммерсией.

Характеристики

Оптическая система	infinite
--------------------	----------




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



Визуализация	бинокулярная (или тринокулярная) насадка с наклоном окуляров 30 град., с регулировкой межзрачкового расстояния 45- 75 мм. и дополнительной насадкой для установки видеоокуляра. (видеоокуляр покупается дополнительно)
Окуляры	сверхширокопольные окуляры 10x/22, диаметр окулярного тубуса 30 мм
Крепление объективов	5-ти гнездовая револьверная головка
Объективы	план-ахромат объективы infinite 4x, 10x, 40x, 100x (масляная имерсия)
Конденсор	центрируемый конденсор, па 0,9/0,25
Фокусировка	коаксиальная грубая и точная
Предметный столик	с двухкоординатным перемещением, 185х142 мм, диапазон перемещения 75х55 мм
Осветитель	встроенный, по Келлеру, галогеновая лампа 12в/30вт с регулировкой яркости
Габаритные размеры (ШхГхВ)	280x358x418 мм