

OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru


Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



Стейк 2 — проекционный трихинеллоскоп



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса Оборудование анализа мяса на трихинеллез для мясоперерабатывающей промышленности Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для исследования на трихинеллез для ветклиник Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных

Оборудование для ветеринарных клиник

Описание

Проекционный трихинеллоскоп «Стейк» предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний.

Метод контроля — компрессорный.

Прибор рекомендован Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России для широкого использования. Методики утверждены органами ветсанэкспертизы и санитарно-эпидемиологического контроля.




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42



Особенности

- наличие двух быстросменных объективов
- возможность приобрести дополнительно блок питания от бортовой сети автомобиля

Характеристики

Увеличение, крат	50 и 80
Размер экрана по диагонали, мм	140
Количество компрессориев в комплекте поставки, шт	2
Питание	220В/50Гц или , доп. опция 12В
Потребляемая мощность, Вт	100
Габаритные размеры, мм	200x300x420
Вес прибора с блоком питания, кг	7