



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42




www.petrolaser.com

WED-9618 V Ультразвуковой диагностический сканер

ЦЕНА

по запросу



Категории:

УЗИ аппараты для ветеринарии
Аппараты УЗИ для животноводства
Аппараты УЗИ для ветеринарных клиник
Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Ультразвуковой диагностический сканер WED-9618 V предназначен для обследования внутренних органов животных (собак, кошек и других домашних животных) в режиме реального времени с возможностью фиксации изображения для последующего анализа и измерения. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ветеринарный УЗИ сканер по цене производителя.

Особенности

• Полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система. • Автоматическое определение датчиков • 8 полосная TGC регулировка • Загрузка изображений в персональный компьютер в реальном времени через порт USB 2.0 Стандартная конфигурация: микроконвексный датчик R20 для мелких домашних животных



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Дополнительные опции: • Датчик L60 линейный ректальный датчик для диагностики репродуктивных органов лошадей и коров Частота 6.5 МГц. длина датчика около 8 см;.длина активной части 6 см • Датчик R40 конвексный датчик для мелких домашних животных Частота 5 МГц • Датчик L40 линейный датчик идеален для диагностики сухожилий животных Частота 7.5 МГц • Датчик L40 эндоректальный датчик для диагностики внутренних органов собак Частота 7.5 МГц. длина датчика около 15 см; длина активной части 4 см

Характеристики

Режимы сканирования	Конвекс/линейный
Режимы работы	В, В+В, В+М, М, 4В
Глубина сканирования	60-130 мм
Кинопетля	511 кадров
Внутренняя память	32 кадра
Преобразование изображения	вверх/вниз, вправо/влево, инверсия
Локальный зум	2 кратный, в реальном времени и режиме freeze
Измерения	Расстояние, периметр, площадь, объем, частота сердечных сокращений
ОВ измерения	Лошади GA (GSD), Коровы GA (BL, SL, HL), Свиньи GA (HL), Овцы GA (USD) , Кошки GA, EDD (HD, BD), Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD)
Разъемы для датчиков	2
Порты	Видео PAL-D, USB 2.0
Экран	10"
Комментарии	Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания